



riefoot 2.0



尖足矯正
足関節背屈
の改善

安定歩行
転倒予防



装具を装着しても靴を選びません。

- ・背屈・外反の両方向の制動力を保持しながら、薄型・軽量で装着感にすぐれます。
- ・足の甲の部分を調節できる靴であれば容易に装着することができます。
- ・装着したままでのしゃがみ動作も可能です。
- ・踵部分が露出しているため、歩行接地時のフィードバックが得られやすく利用者様が本来持っている歩行能力を引き出せます。

適応対象者：軽度の片麻痺、腓骨神経麻痺など下垂足の方

サイズ	小	大
足長	21.5 ~ 24.0cm	24.0 ~ 27.0cm

※サイズは目安にして頂き、フィッティングを重視して下さい。

- ・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
- ・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ・本製品は、目的以外の使用は絶対にして下さい。

※靴との装着例

～仕様～

本体：PE：ポリエチレン

本体ストラップバンド：人工皮革・面ファスナー

装具重量：小：約80g / 大：約90g（左右別有）

希望小売価格：お問合せ下さい

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社
名古屋営業所
静岡営業所
長野営業所

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp