



Orthopaedic Footwear

セミオーダーメイド PIEDRO Match&Make 2.0

「足の症状に合わせた靴がほしい」「既成の靴とは違う靴がほしい」「足にしっかり合ったオーダーの靴がほしい」・・・

そんなご要望にお応えできるたった1つの靴をオーダーメイドで製作します。



～最適な靴の選び方～

★モデル・カラーを選択

カタログ写真を見て「モデル」と「カラー」からお好みの1足を選んでください。

それぞれに該当サイズがあります。＜サイズの決め方＞をご参照ください。

「ひもタイプ」と「ベルクロタイプ」もご選択いただけます。

Model 2038

sizing guide 34 - 42
8 + years



0126
Leather - Fuchsia Combi




Velcro Model
Leather - Fuchsia Combi

★4つのスタイルから選択

4つのスタイルから目的に応じた最適な靴が選べます。

- スタンドアードの「リハビリテーション」スタイル
- 踵の月形芯を高く入れた「スタビリティ」スタイル
- 装具を使用している方に、踵の部分をワイドに垂直に仕上げた「AFO」スタイル
- 内転に対する矯正効果を高めた「リバースラスト」スタイル



★サイズの決め方

サイズはEU表記です。

寸法表（Measure Chart）を見ながらサイズを決めてください。


- 「Innner Shoe」が靴の実測長です。ご希望の靴の大きさが決まっているのであればこの寸法から選んでください。
- 「Foot」では現在の足長（実寸）から成長を見越した最適なサイズを導き出せます。足の長さを測って該当するサイズを選んでください。

★幅（ワイズ）の決め方

サイズが決まったら次は靴の幅（ワイズ）を決めてください。

幅（ワイズ）の表記は1½（XX Narrow）～8½（XXX Wide）です。

それぞれの「モデル」と「スタイル」には対応する幅が決まっていますので該当するものを選択してください。



足の踏み返し位置（ボールジョイント部分）の幅と周径を測ってください。

寸法表（Measure Chart）を見て、それぞれの寸法が一番近い幅（ワイズ）を選んでください。

Piedro® Footwear Size and Width Conversion Chart

Shoe Size		Inner Shoe		Foot	Width: 1½ XX Narrow		Width: 2½ X Narrow	
UK	EU	Length (mm)		Length (mm)	Circ. cm	Width. cm	Circ. cm	Width. cm
0.5	15	100		87 - 93	10.85	41	11.35	43
1	16	106		94 - 99	11.25	43	11.75	45
1.5	17	113		100 - 105	11.65	44	12.15	46
2.5	18	120		106 - 112	12.05	46	12.55	48
3	19	127		113 - 118	12.45	48	12.95	50
4	20	133		119 - 124	12.85	49	13.35	51
5	21	140		125 - 131	13.25	51	13.75	53
5.5	22	147		132 - 137	13.65	53	14.15	55
6	23	153		138 - 143	14.05	55	14.55	57
7	24	160		144 - 150	14.45	56	14.95	58
8	25	167		151 - 156	14.85	57	15.35	59
8.5	26	173		157 - 162	15.25	59	15.75	61
9.5	27	180		163 - 169	15.65	60	16.15	63
10	28	187		170 - 176	16.05	62	16.55	64
11	29	193		177 - 182	16.45	63	16.95	65
12	30	200		183 - 188	16.80	65	17.30	66
12.5	31	207		189 - 195	17.15	66	17.65	68
13.5	32	213		196 - 201	17.50	67	18.00	69
1	33	220		202 - 208	17.90	69	18.40	71
2	34	227		209 - 215	18.30	70	18.80	72
2.5	35	233		216 - 221	18.70	72	19.20	74
3.5	36	240		222 - 228	19.10	73	19.60	75
4	37	247		229 - 235	19.50	75	20.00	77
5	38	253		236 - 241	19.90	76	20.40	78
6	39	260		242 - 248	20.30	78	20.80	80
6.5	40	267		249 - 255	20.75	79	21.25	81
7.5	41	273		256 - 261	21.15	81	21.65	83
8	42	280		262 - 268	21.60	83	22.10	85
9	43	287		269 - 275	22.00	84	22.50	87
10	44	293		276 - 282	22.40	86	22.90	88
10.5	45	300		283 - 288	22.80	88	23.30	89
11.5	46	307		289 - 295	23.20	89	23.70	91

Width: 3½ Narrow		Width: 4½ Medium		Width: 5½ Wide		Width: 6½ X Wide		Width: 7½ X Wide		Width: 8½ XXX Wide	
Circ. cm	Width. cm	Circ. cm	Width. cm	Circ. cm	Width. cm	Circ. cm	Width. cm	Circ. cm	Width. cm	Circ. cm	Width. cm
11.85	45	12.35	47	12.85	49	13.35	51	13.85	53	14.35	55
12.25	47	12.75	48	13.25	50	13.75	52	14.25	54	14.75	56
12.65	48	13.15	50	13.65	52	14.15	54	14.65	56	15.15	58
13.05	50	13.55	52	14.05	54	14.55	56	15.05	57	15.55	59
13.45	52	13.95	54	14.45	55	14.95	57	15.45	59	15.95	61
13.85	53	14.35	55	14.85	57	15.35	59	15.85	60	16.35	62
14.25	55	14.75	57	15.25	58	15.75	60	16.25	62	16.75	64
14.65	57	15.15	58	15.65	60	16.15	52	16.65	64	17.15	66
15.05	58	15.55	60	16.05	62	16.55	64	17.05	65	17.55	67
15.45	59	15.95	61	16.45	63	16.95	65	17.45	67	17.95	69
15.85	61	16.35	63	16.85	65	17.35	67	17.85	68	18.35	70
16.25	63	16.75	65	17.25	67	17.75	68	18.25	70	18.75	72
16.65	65	17.15	66	17.65	68	18.15	70	18.65	71	19.15	73
17.05	66	17.55	68	18.05	70	18.55	71	19.05	73	19.55	75
17.45	67	17.95	69	18.45	71	18.95	73	19.45	74	19.95	76
17.80	69	18.30	71	18.80	73	19.30	74	19.80	76	20.30	78
18.15	70	18.65	72	19.15	74	19.65	76	20.15	78	20.65	80
18.50	71	19.00	73	19.50	75	20.00	78	20.50	79	21.00	81
18.90	73	19.40	75	19.90	77	20.40	79	20.90	81	21.40	83
19.30	74	19.80	76	20.30	78	20.80	81	21.30	82	21.80	84
19.70	76	20.20	78	20.70	80	21.20	82	21.70	83	22.20	85
20.10	77	20.60	79	21.10	81	21.60	83	22.10	85	22.60	87
20.50	79	21.00	81	21.50	83	22.00	85	22.50	86	23.00	88
20.90	80	21.40	82	21.90	84	22.40	86	22.90	88	23.40	90
21.30	82	21.80	84	22.30	86	22.80	88	23.30	89	23.80	91
21.75	84	22.25	86	22.75	88	23.25	89	23.75	91	24.25	93
22.15	85	22.65	87	23.15	89	23.65	91	24.15	92	24.65	94
22.60	87	23.10	89	23.60	90	24.10	92	24.60	94	25.10	96
23.00	89	23.50	90	24.00	91	24.50	94	25.00	96	25.50	98
23.40	90	23.90	91	24.40	93	24.90	96	25.40	97	25.90	99
23.80	91	24.30	93	24.80	95	25.30	97	25.80	98	26.30	100
24.20	93	24.70	95	25.20	97	25.70	98	26.20	100	26.70	102

15 - 21

Size Guide


6 - 18 months

Model 2299

sizing guide 15 - 21

6 - 18 months

Rehabilitation



Stability



カラーNo	9900	5600
	 9900 Leather - White	 5600 Leather - Dark Blue
	0100	6500
	 0100 Leather - Fuchsia	 6500 Leather - Red



Velcro Model
Leather - White

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

15 - 21

Size Guide

6 - 18 months

Model 2309

sizing guide 15 - 21

6 - 18 months

Rehabilitation



Stability



カラーNo	4537	0137
	 4537 Leather - Purple	 0137 Leather - Fuchsia



Velcro Model
Leather - Fuchsia

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

15 - 21
Size Guide
6 - 18 months

Model 2301

sizing guide 15 - 21
6 - 18 months

Rehabilitation



3½, 5½

Stability



3½, 5½

カラーNo	5736	6536
	 5736 Leather - Kobalt Combi	 6536 Leather - Red Combi
	5636	1536
	 5636 Leather - Dark Blue Combi	 1536 Leather - Dark Brown Combi




Velcro Model
Leather - Dark Blue Combi

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 26
Size Guide
18 - 36 months

Model 2307

sizing guide 18 - 26
18 - 36 months



カラーNo	5600	0126
	 5600 Leather - Dark Blue	 0126 Leather - Fuchsia
	6536	
	 6536 Leather - Red	




Velcro Model
Leather - Fuchsia

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 26
Size Guide
18 - 36 months

Model 2303

sizing guide 18 - 26
18 - 36 months



カラーNo	5680	9885
	 5680 Leather - Dark Blue	 9885 Leather - Black
	8098	1556
	 8098 Leather - Grey	 1556 Leather - Dark Brown



Velcro Model
Leather - Grey

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 26


Size Guide

18 - 36 months

Model 2340

sizing guide 18 - 26

18 - 36 months



※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 26


Size Guide

18 - 36 months

Model 2342

sizing guide 18 - 26

18 - 36 months



※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 26

Size Guide

18 - 36 months

Model 2510

sizing guide 18 - 26

18 - 36 months

Rehabilitation

↑

↓

1½ to 8½

Stability

↑

↓

1½ to 8½

Afo

↑

↓

N - R - W

Reverse Lasted

↑

↓

4½, 6½

カラーNo	5637	4537
	 5637 Leather- Dark Blue	 4537 Leather - Purple
	6537	0136
	 6537 Leather - Red	 0136 Leather - Fuchsia



Velcro Model
Leather - Red

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 26

Size Guide

18 - 36 months

Model 2300

sizing guide 18 - 26

18 - 36 months

Rehabilitation

↑

↓

1½ to 8½

Stability

↑

↓

1½ to 8½

Afo

↑

↓

N - R - W

Reverse Lasted

↑

↓

4½, 6½

カラーNo	4537	6537
	 4537 Leather - Purple	 6537 Leather - Red
	5637	
	 5637 Leather - Dark Blue	



Velcro Model
Leather - Red

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

Model 2482

sizing guide 24 - 36

3 - 8 years

Rehabilitation

1½ to 8½

Stability

1½ to 8½

Afo

N - R - W

Reverse Lasted

4½, 6½

カラーNo	9826	6536
		
	9826 Leather Nubuck - Black	6536 Leather Nubuck - Red
	4526	0126
		
	4526 Leather Nubuck - Purple	0126 Leather Nubuck - Fuchsia



Velcro Model
Leather Nubuck - Purple

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

Model 2494

sizing guide 24 - 36

3 - 8 years

Rehabilitation

1½ to 8½

Stability

1½ to 8½

Afo

N - R - W

Reverse Lasted

4½, 6½

カラーNo	5637	6537
		
	5637 Leather Nubuck - Dark Blue	6537 Leather Nubuck - Red
	4537	
		
	4537 Leather Nubuck - Purple	



Velcro Model
Leather Nubuck - Red

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

Model 2492

sizing guide 24 - 36

3 - 8 years

Rehabilitation

1½ to 8½

Stability

1½ to 8½

Afo

N - R - W

Reverse Lasted

4½, 6½

カラーNo	5637	4537
	 5637 Leather Nubuck - Dark Blue	 4537 Leather Nubuck - Purple
	6537	0136
	 6537 Leather Nubuck - Red	 0136 Leather Nubuck - Fuchsia



Velcro Model
Leather Nubuck - Red

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

Model 2502

sizing guide 24 - 36

3 - 8 years

Rehabilitation

1½ to 8½

Stability

1½ to 8½

Afo

N - R - W

Reverse Lasted

4½, 6½

カラーNo	9836	1526
	 9836 Leather - Black Combi	 1526 Leather - Dark Brown Combi
	5636	
	 5636 Leather- Dark Blue Combi	



Velcro Model
Leather - Dark Brown Combi

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

Model 2484

sizing guide 24 - 36

3 - 8 years

Rehabilitation

↑ ↓

1½ to 8½

Stability

↑ ↓

1½ to 8½

Afo

↑ ↓

N - R - W

Reverse Lasted

↑ ↓

4½, 6½

カラーNo	9802	1502
	 9802 Nubuck - Black	 1502 Nubuck - Dark Brown
	2002	5602
	 2002 Nubuck - Camel	 5602 Nubuck - Dark Blue



※ベルクロはこのような仕上がりになります。

2505

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

カラーNo	8025	5665
	 8025 Leather Nubuck - Grey Combi	 5665 Leather Nubuck - Dark Blue Combi
	1509	
	 1509 Leather Nubuck - Dark Brown Combi	



※ベルクロはこのような仕上がりになります。

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

Model 2606

sizing guide 24 - 36

3 - 8 years

Rehabilitation

1 1/2 to 8 1/2

Stability

1 1/2 to 8 1/2

Afo

N - R - W

Reverse Lasted

4 1/2, 6 1/2

カラーNo	6536	0126
	6536 Leather Nubuck - Red	0126 Leather Nubuck - Fuchsia
	4536 4536 Leather Nubuck - Purple	

※「ベルクロタイプ」を選択いただくと
留め具3本ともベルクロ仕上げとなります。

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

Model 2608

sizing guide 24 - 36

3 - 8 years

Rehabilitation

1 1/2 to 8 1/2

Stability

1 1/2 to 8 1/2

Afo

N - R - W

Reverse Lasted

4 1/2, 6 1/2

カラーNo	9836	1536
	9836 Leather Nubuck - Black Combi	1536 Leather Nubuck - Dark Brown Combi
	5636 5636 Leather Nubuck - Dark Blue Combi	8036 8036 Leather Nubuck - Grey Combi

※ベルクロ仕上がりのみとなります。

24 - 36
Size Guide
3 - 8 years

Model 2514
sizing guide 24 - 36
3 - 8 years

Rehabilitation

↑

1½ to 8½

Stability

↑

1½ to 8½

Afo

↑

N - R - W

Reverse Lasted

↑

4½, 6½

カラーNo	9802	8002
	 9802 Nubuck - Black	 8002 Nubuck - Dark Blue
	1502	
	 1502 Nubuck - Dark Brown	

※ベルクロ仕上がりのみとなります。

24 - 36

Size Guide

3 - 8 years

デザイン変更

Model 2034

sizing guide 24 - 36

3 - 8 years

Rehabilitation

1 1/2 to 8 1/2

Stability

1 1/2 to 8 1/2

Afo

N - R - W

Reverse Lasted

4 1/2, 6 1/2

カラーNo	9957	9960
	9957 Leather - White Kobalt Combi	9960 Leather - White Blue Combi
	5736 Leather - Kobalt Combi	0336 Leather - Fuchsia Combi
	9885 9885 Leather - Black Combi	



Velcro Model
Leather - Kobalt Combi

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

デザイン変更して
おります (2022.10-)

側面の1本線が2本
線に変更となってお
ります。ご注意くだ
さい。



24 - 36

Size Guide


3 - 8 years

Model 2036

sizing guide 24 - 36


3 - 8 years

Rehabilitation



1 1/2 to 8 1/2

Stability




1 1/2 to 8 1/2

Afo



N - R - W

Reverse Lasted



4 1/2, 6 1/2

カラーNo	0126	4526
	 0126 Leather - Fuchsia Combi	 4526 Leather - Purple Combi
	5736	6557
	 5736 Leather - Kobalt Combi	 6557 Leather - Red Combi
	9885	9966
	 9885 Leather - Black Combi	 9966 Leather - White Red Combi



※ベルクロはこのような仕上がりになります。

34 - 42
Size Guide
8 + years

Model 2483
sizing guide 34 - 42
8 + years

Rehabilitation

1½ to 8½

Stability

1½ to 8½

Afo

N - R - W

Reverse Lasted

4½, 6½

カラーNo	9802	9800
	 9802 Nubuck - Black	 9800 Leather - Black
	2002	1402
	 2002 Nubuck - Camel	 1402 Nubuck - Dark Brown
	0102	
	 0102 Nubuck - Fuchsia	



Velcro Model
Nubuck - Camel

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

34 - 42
Size Guide
8 + years

Model 2496
sizing guide 34 - 42
8 + years

Rehabilitation
↑
1½ to 8½

Stability
↑
1½ to 8½

Afo
↑
N - R - W

Reverse Lasted
↑
4½, 6½

カラーNo	9826	5636
	 9826 Leather Nubuck - Black	 5636 Leather Nubuck - Dark Blue
	0126	4536
	 0126 Leather Nubuck - Fuchsia	 4536 Leather Nubuck - Purple
	6536	
	 6536 Leather - Red	




Velcro Model
Nubuck - Fuchsia

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

34 - 42
Size Guide
8 + years


Model 2498
sizing guide 34 - 42
8 + years

Rehabilitation



1 1/2 to 8 1/2

Stability




1 1/2 to 8 1/2

Afo



N - R - W

Reverse Lasted



4 1/2, 6 1/2

カラーNo	9826	8026
	 9826 Leather - Black Combi	 8026 Leather - Grey Combi
	1526	
	 1526 Leather - Dark Brown Combi	




Velcro Model
Leather - Grey Combi

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

34 - 42
Size Guide
8 + years


Model 2508
sizing guide 34 - 42
8 + years

Rehabilitation



1 1/2 to 8 1/2

Stability




1 1/2 to 8 1/2

Afo



N - R - W

Reverse Lasted



4 1/2, 6 1/2

カラーNo	9885	1556
	 9885 Leather - Black	 1556 Leather - Dark Brown
	 8056 Leather - Grey	 2000 Leather - Cognac
	5601  5601 Leather - Dark Blue	



Velcro Model
Leather - Grey

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

34 - 42
Size Guide
8 + years

Model 2506
sizing guide **34 - 42**
8 + years

Rehabilitation



1 1/2 to 8 1/2

Stability



1 1/2 to 8 1/2

Afo



N - R - W

Reverse Lasted



4 1/2, 6 1/2

カラーNo	9836	8026
	 9836 Leather Nubuck - Black Combi	 8026 Leather Nubuck - Grey Combi
	5636	1526
	 5636 Leather Nubuck - Dark Blue Combi	 1526 Leather Nubuck - Dark Brown Combi



Velcro Model
Leather Nubuck - Dark Blue Combi

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

34 - 42
Size Guide
8 + years

Model 2038
sizing guide 34 - 42
8 + years

Rehabilitation
↓
1½ to 8½

Stability
↓
1½ to 8½

Afo
↓
N - R - W

Reverse Lasted
↓
4½, 6½

カラーNo	4526	9836
	 4526 Leather - Purple Combi	 9836 Leather - Black Combi
	0126	5636
	 0126 Leather - Fuchsia Combi	 5636 Leather - Dark Blue Combi
	9936	
	 9936 Leather - White Combi	



Velcro Model
Leather Fuchsia Combi

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

34 - 42
Size Guide
8 + years

Model 2027
sizing guide 34 - 42
8 + years

Rehabilitation
1½ to 8½

Stability
1½ to 8½

Afo
N - R - W

Reverse Lasted
4½, 6½

カラーNo	4526	9885
	 4526 Leather - Purple Combi	 9885 Leather - Black Combi
	0126	5736
	 0126 Leather Fuchsia Combi	 5736 Leather - Kobalt Combi
	9957	
	 9957 Leather - White Combi	



Velcro Model
Leather Fuchsia Combi

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 46

Size Guide

All Ages

Model 2481

sizing guide 18 - 46

All ages

Rehabilitation

↑

↓

1½ to 8½

Stability

↑

↓

1½ to 8½

Afo

↑

↓

N - R - W

Reverse Lasted

↑

↓

4½, 6½

カラーNo	9836	5602
	 9836 Leather Nubuck - Black	 5602 Nubuck - Dark Blue
	0102	4502
	 0102 Nubuck - Fuchsia	 4502 Nubuck - Purple



Velcro Model
Nubuck - Fuchsia

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 46

Size Guide

All Ages

Model 2480

sizing guide 18 - 46

All ages

Rehabilitation

↑

↓

1½ to 8½

Stability

↑

↓

1½ to 8½

Afo

↑

↓

N - R - W

Reverse Lasted

↑

↓

4½, 6½

カラーNo	0102	1462
	 0102 Leather Nubuck - Fuchsia	 1462 Nubuck Leather - Dark Brown
	9800	1426
	 9800 Leather - Black	 1426 Leather Nubuck - Dark Brown



Velcro Model
Leather Nubuck - Dark Blue

※ベルクロはこのような仕上がりになります。

18 - 46

Size Guide

All Ages

Model 2601

sizing guide 18 - 46

All ages

Rehabilitation

↑

1½ to 8½

Stability

↑

1½ to 8½

Afo

↑

N - R - W

Reverse Lasted

↑

4½, 6½

カラーNo	1512	5680
	 1512 Oiled Nubuck - Dark Brown	 5680 Leather Nubuck - Dark Blue
	1202  1202 Leather Nubuck - Beige	

※ベルクロ仕上がりのみとなります。

18 - 46

Size Guide

All Ages

Model 2602

sizing guide 18 - 46

All ages

Rehabilitation

↑

1½ to 8½

Stability

↑

1½ to 8½

Afo

↑

N - R - W

Reverse Lasted

↑

4½, 6½

カラーNo	5680	0136
	 5680 Leather Nubuck - Dark Blue	 0136 Leather Nubuck - Fuchsia
	6537  6537 Leather Nubuck - Red	

※ベルクロ仕上がりのみとなります。

18 - 46

Size Guide

All Ages

Model 2604

sizing guide 18 - 46

All ages

Rehabilitation

Stability

Afo

Reverse Lasted

1½ to 8½

1½ to 8½

N - R - W

4½, 6½

カラーNo	5673	1509
	 5673 Nubuck Leather - Dark Blue Combi	 1509 Leather - Dark Brown
	1261	
	 1261 Nubuck Leather - Beige Mint Combi	

※ベルクロ仕上がりのみとなります。



株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちにする人と技術の会社です

サンプル貸出・ご購入窓口: tel. (0568) 47-0150 fax (0568) 47-0151

企画事業部 email: kikaku@pomgs.co.jp

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3

製品情報お問い合わせ先: tel. (052) 386-1523 fax (052) 386-1533

海外事業部 email: kaigai@pomgs.co.jp

〒461-0013 名古屋市東区飯田町51番地



alwaysonestepahead