

やわらかく包み込んで身体を支えます

ロクちゃん
かゆいところに、手がとどきます



車いす用フィッティングクッション

楽座フィット[®]

硬い芯材は使用していません!

擦り擦り傷の原因ともなる硬い芯材は使用していません。
身体を押さえつけることなく、
やわらかいクッションで支え快適に座れます。

楽座フィット・背クッション



背クッションとサポートベルトのセットです。
厚さ調整可能な柔らかいクッションで隙間を埋め、側方から支えをつくり姿勢を安定させます。

楽座フィット・座クッション



臀部や大腿部がすっぽりと収まる立体形状で、身体とクッションの接触面積を増やすことで姿勢を安定させます。
底面に内蔵された合板が芯となりクッション自体の形の崩れを防ぎます。



※車いす取り付けイメージ

TAIS コード：01172-000008

※上記 TAIS コードは「楽座フィット・背座クッションセット」です。

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対に行わないで下さい。

楽座フィット・背クッション

希望小売価格：¥15,400 (税込)

楽座フィット・座クッション

希望小売価格：¥17,600 (税込)

楽座フィット・背座クッションセット

希望小売価格：¥28,600 (税込)

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本 社 〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11
長野営業所 〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701 (代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

姿勢を安定させつつ自走や移乗もスムーズに!

コンパクトな背クッションで身体を包み、
車いすに取り付けたベルトでしっかり支えます。
自走時の腕の動きや移乗動作を防げません。

体幹サポートベルトによって
横倒れを防ぎます。



取り付けたまま折りたためます!

背クッションを取り付けたままでも
パッと折りたたため手間になりません。




車いすに乗らない時は
すっきり収納できます。


※座面のクッションは外してください。

～ 使用例 ～

正面から見ると身体の中心線が曲がっている。
ずり落ちてしまい仙骨座りになっている。




座面に楽座フィット 座クッションに使用。



座クッション単品

希望小売価格
¥17,600 (税込)

楽座フィット 背クッションを追加



希望小売価格
¥15,400 (税込)

崩れた姿勢でいると・・・

- ・身体の緊張状態が続き、リラックスできない。
- ・腕や足の動きが悪くなり、関節が拘縮してしまう。
- ・内臓が圧迫され、食欲減退や呼吸のしにくさに繋がる。

様々な障害につながります。



良い姿勢で健康的に過ごしましょう。