

着脱式・頭部姿勢制御装置

らくtec-keeper[®]

らくテック・キーパー

車いすなどに簡単に取り付けられ快適な頭部姿勢ポジションを保ち頭をやさしくサポートします。



※車いすに取り付けた例
椅子の種類により背板に
適合しにくい場合は
内側にタオルや
スポンジなどを挟み込むことで
ゆるみが無くなります

姿勢保持

・車椅子、オフィスや家庭用の椅子など必要に応じて簡単に着脱できます。

・ヘッドレストの前後位置調節、角度調節、高さ調節機能により快適なポジションを保てます。

自立支援

・背もたれが高い車いすと同等の役割を果たし、円背の方や体幹の筋力が低下した方の姿勢保持に役立ちます。

・学校健診、在宅訪問歯科診療、施設などでの治療時の頭部固定に役立ちます。

ポイント



ヘッドレストの支持棒を前後反対に
付替える事により前方への移動範囲が延び
円背の方にも頭部固定ができます

希望小売価格：¥66,000(税込)

TAIS コード：01172-000001

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないでください。

株式会社 **松本義肢製作所**
しあわせをかたちにすると技術の会社です

本社
名古屋営業所
静岡営業所
長野営業所
開発センター

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
〒390-0851 松本市大字島立330番1号
〒485-0804 愛知県小牧市大字池之内蓮池409番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061
tel. (0568) 47-1701(代)

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062
fax (0568) 47-1702

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp