

Limb Walker[®]

考える matsumoto

ら < tec series



膝免荷補装具
リム・ウォーカー

PAT.No.6487136

歩行
リハビリ
運動

廃用症候群
防止

下肢救済



90度に曲げた膝部で体重保持。

創傷部位の筋腱を使わずに歩行訓練が出来ます。
足部に傷などがあり、
免荷が必要な方の廃用症候群防止に効果的です。

【装着ガイド】



① 後方パットを上をスライドします。



② 支持部前方から脚を差込みます。



③ 後方パットを下をスライドさせて膝窩部を押さえます。



④ ベルトで固定して完了です。

～仕様～

- ・左右別有
- ・フリーサイズ(サイズ調整用パッド付)
- ・重量約2kg

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

希望小売価格：¥275,000(税込)

株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちに作る人と技術の会社です

本社 485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp