

Orthopaedic Footwear

ピエドロ
セミオーダーメイド
小児用セラピーフットウェア

Match&Make 2.0



「足の症状に合わせた靴がほしい」
「既成の靴とは違う靴がほしい」
「足にしっかり合ったオーダーの靴がほしい」

・・・そんなご要望にお応えできるたった1つの靴をオーダーメイドで製作します

※ご注文の際には別冊の「Match&Make 2.0カタログ」が必要です。
担当の義肢装具士にお問い合わせください



サンプル貸出・ご購入窓口: tel. (0568) 47-0150 fax (0568) 47-0151
企画事業部 email: kikaku@pomgs.co.jp
〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
製品情報お問い合わせ先: tel. (052) 386-1523 fax (052) 386-1533
海外事業部 email: kaigai@pomgs.co.jp
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51番地

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です



STEP 1 モデル・カラーを選択

対応するサイズからお好みのデザインが選べます。
「ひもタイプ」と「ベルクロタイプ」もご選択いただけます。

(例)



0126
Leather - Fuchsia Combi







Velcro Model
Leather Fuchsia Combi



STEP 2 4つのスタイルから選択

- スタンダードの「リハビリテーション」スタイル
- 踵の月形芯を高く入れた「スタビリティ」スタイル
- 装具を使用している方に、踵の部分をワイドに垂直に仕上げた「AFO」スタイル
- 内転に対する矯正効果を高めた「リバーラスト」スタイル



STEP 3 サイズを決定

表記はEUサイズです。
担当の義肢装具士に計測してもらいましょう。



STEP 4 幅（ワイズ）を決定

サイズが決まったら次は靴の幅（ワイズ）を決めてください。
担当の義肢装具士に計測してもらいましょう。



株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です



PIEDRO

alwaysonestepahead