


端坐位に特化した 屈伸訓練機器

らくテック・ステップペダル


らくtec-step
pedal.®



端坐位例



着脱が簡単なバンド付で
安全に持ち運びができます。



前足部のブロックに足先を置くことで
足先の安全性と安定した押し出しをサポートします。

どこでも

デイサービス・通所・訪問リハビリ・病院・自宅など
場所を選ばず、シューズ・靴下・素足でもご使用可能です。

簡単に

ペダルに足を乗せて前後へ動かすだけの簡単な操作で、
誰でもすぐに実施できます。
また、小型・軽量のため持ち運びやセッティングも楽に行えます。

幅広く

動作に負荷が少ないため身体への負担も少なく、
セッティングや操作が容易のため年齢問わず簡単にリハビリが行えます。
また、可動域訓練・筋トレ・コグニサイズなど様々な
リハビリテーションプログラムにご利用いただけます。

重量 : 約1kg
大きさ : 縦58cm×横24cm×高さ4.3cm
ストローク: 25cm
素材: (本体)アルミニウム・プラスチック (足接地面)ポリ塩化ビニル
セット: ゴムバンド付(持ち運び時に使用)

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないでください。

株式会社 松本義肢製作所
しあわせをかたちにすると技術の会社です

本 社 〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 〒390-0851 松本市大字島立330番1号
開発センター 〒485-0804 愛知県小牧市大字池之内蓮池409番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061
tel. (0568) 47-1701(代)

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062
fax (0568) 47-1702

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp