


P.E.A. care 2.0 Splint

Basko
Healthcare

平成29年度 完成用部品指定

固定式スプリント クリックリリース (製品No.2850)

- ◆幅が調節可能
- ◆設定角度が調節可能 (0° から 80°)
- ◆背屈角度が調節可能 (0° から 20°)
- ◆クリックリリース機構により取り付けている足部と副子の取り外しが容易におこなえます
- ◆重量 210-220 g
- ◆材料 プラスチック



サイズ

固定式スプリント クリックリリース 製品No.	サイズ	副子幅	適応可能な肩幅
2850-1	1	195 - 275 mm	240 - 320 mm
2850-2	2	230 - 345 mm	280 - 390 mm



先天性内反足治療用スプリント



P.E.A.care Splint
内反足治療用スプリント

basko.com

P.E.A. care Splint

固定式スプリント (製品No.2800)

- ◆幅が調節可能
- ◆設定角度が調節可能 (15° から 85°)
- ◆オプションの底背屈補助部品との組み合わせにより底背屈補助が可能
- ◆オプションのクイックリリースキットを取り付け可能
- ◆重量 113-124 g
- ◆材料 アルミ



可動式スプリント クイックリリース (製品No.2840)

- ◆幅が調節可能
- ◆設定角度が調節可能 (15° から 85°)
- ◆オプションの底背屈補助部品との組み合わせにより底背屈補助が可能
- ◆クイックリリース機構により取り付けている足部と副子の取り外しが容易におこなえます
- ◆重量 250-270 g
- ◆材料 アルミ



平成27年度 完成用部品指定

固定式スプリント クリックリリース (製品No.2810)

- ◆幅が調節可能
- ◆設定角度が調節可能 (15° から 85°)
- ◆オプションの底背屈補助部品との組み合わせにより底背屈補助が可能
- ◆クイックリリース機構により取り付けている足部と副子の取り外しが容易におこなえます
- ◆重量 210-220 g
- ◆材料 アルミ



サイズ

固定式スプリント 製品No.	固定式スプリント クイックリリース 製品No.	可動式スプリント クイックリリース 製品No.	サイズ	副子幅	適応可能な肩幅
2800-1	2810-1	2840-1	1	220 - 290 mm	185 - 260 mm
2800-2	2810-2	2840-2	2	270 - 400 mm	245 - 370 mm

肩幅よりサイズを選択してください

オプション

クイックリリースキット (2個1組) 製品No.	底背屈補助部品 (2個1組) 製品No.
2819	2828